


SABÍAS QUE...

¿Tenemos nuevos Fluorocromos Spark Dyes?

Spark Blue 574



- Excitación: Láser azul 488 nm
- No se mezcla con PE
- Recomendado para antígenos con altos niveles de expresión

✓ [Spark Blue 574](#)




Ver todos los
[reactivos
Spark Dyes](#)


¡PRUEBA NUESTRAS
HERRAMIENTAS!

[Aurora Spectral Analyzer](#)

[Fluorescence Spectra Analyzer](#)



Spark Violet 423 y 528



- Excitación: Láser violeta 405 nm
- ✓ [Spark Violet 423](#)
- ✓ [Spark Violet 538](#)
- Complemento perfecto para los BV vecinos
- Alternativa más brillante al Pacific Orange™



Palex
Constant Improvement