

## TWISTER TAPE COVERSLIPPER

REFERENCIA PALEX	REFERENCIA PROVEEDOR	CÓDIGO EAN	FORMATO
519843	03-5000-00	4250530801233	1 UD



### Technical Data:

Cat. No. 03-5000-00	Slide Basket Capacity:	20 or 30 pcs.
	Duration Coverslipping:	ca. 3 seconds/slide
	Volume Xylene Bottle:	500 ml
	Dimensions Coverfilm (W/L):	23 mm x 70 m
	Coverfilm Application Length:	45 - 60 mm
	Volume Waste Bottle:	100 ml
	Dimensions (W/D/H):	730 x 310 x 545 mm
	Weight:	65 kg
	Power Supply:	100 - 230V / 50 - 60 Hz / 460VA

Este montador de film impresiona por su fácil aplicación, su gran rendimiento y su aspecto elegante y funcional.

Tiene dos puertas frontales transparentes que permiten observar el proceso en curso en cualquier momento. Esto permite un acceso rápido, por ejemplo, para sustituir el cubreobjetos de film. Todas las sustituciones son fáciles de realizar. La longitud del film se ajusta a través de una pantalla táctil clara situada en la parte superior central de la parte delantera, que también cuenta con un contador para llevar la cuenta de los cubreobjetos ya terminados.

Se pueden utilizar cestas de portaobjetos con una capacidad de 20 o 30 portaobjetos para el proceso. Se dispensan automáticamente en el compartimento de salida cuando todos los portaobjetos de las cestas están terminados. Con un tiempo medio de colocación de 3 segundos, se pueden procesar más de 1.000 portaobjetos por hora.

La máquina utiliza dos botellas. Una de ellas contiene el xileno utilizado para el proceso de cubreobjetos. La cantidad de xileno utilizada para los cubreobjetos puede ajustarse individualmente durante el funcionamiento con un botón situado en la parte delantera. Además, una botella de residuos garantiza que el exceso de xileno se recoja de forma segura y se elimine.

Dispone de un filtro de carbón activado integrado. Como alternativa, puede conectarse al sistema de ventilación existente.

ARTICULO	REFERENCIA PALEX	REFERENCIA PROVEEDOR	CÓDIGO EAN	FORMATO
Cuchillas de corte de película.	523291	34-5001-00	4250530880139	5 UD