


SABÍAS QUE...

¿Tenemos medios de montaje para Inmunofluorescencia?

VECTASHIELD ORIGINAL




Índice de refracción: 1.45
Formato 10ml.
Para IF, ISH, imagen celular,
microscopía de súper-resolución.

[Ver Voriginal](#)

[Ver V-Propidium Iodide](#)

[Ver V-DAPI](#)

VECTASHIELD PLUS




Índice de refracción: 1.45.
Preferencia canales DAPI/AMCA.
Formatos: 2ml, 10ml.
Para IF, hibridación in situ (ISH).

[Ver Vplus](#)

[Ver Vplus-DAPI](#)

VECTASHIELD HARDSET




Índice de refracción: 1.46
Formato 10ml.
Para IF, ISH, imagen celular.

[Ver VHardset](#)

[Ver Vhardset-Phalloidin](#)

[Ver Vhardset-DAPI](#)

VECTASHIELD VIBRANCE



Índice de refracción: 1.47
Preferencia canales DAPI/AMCA.
Formatos: 2ml, 10ml.
Para IF, ISH, imagen celular.

[Ver VVibrance](#)

[Ver VVibrance-DAPI](#)

Visualiza tus
muestras en 1h

Palex
Constant Improvement

Compatibilidad: dyes Alexa Fluor,
DyLight, CY, proteínas fluorescentes...

[Ver guía](#)