

**Promoción Válida
HASTA 30/09/2024**

Puntas de pipeta universales en rack con filtro

MOLE BIOSCIENCES



- PUNTAS DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, UNIVERSALES, COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES MARCAS DE PIPETA DEL MERCADO.
- FILTRO DE POLIETILENO PARA PREVENCIÓN DE DERIVACIÓN DE AEROSOL Y LÍQUIDOS ACUOSOS EN EL EXCESO DE ASPIRACIÓN, LO QUE EVITA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.
- CERTIFICADAS LIBRES DE DNASA Y RNASA
- SUPERFICIE ÓPTIMA PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE DISPENSACIÓN Y UNA CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS DE LÍQUIDOS ALTAMENTE VISCOSOS O MUESTRAS QUE CONTIENEN DETERGENTES
- EN RACKS ESTÉRILES Y APILABLES LOS BASTIDORES DE POLIPROPILENO DURADERO SE PUEDEN ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE A LARGO PLAZO SIN AFECTAR LA CALIDAD. LOS BASTIDORES PRE-ESTERILIZADOS ESTÁN IRRADIADOS POR RAYOS ELECTRÓNICOS PARA REDUCIR LA FRAGILIDAD DE LA PUNTA Y MEJORAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.
- ENVASADAS EN 5 PAQUETES DE 10 RACKS DE 96 PUNTAS, EMBOLSADOS INDIVIDUALMENTE, TOTAL 4.800 UNIDADES.



CÓDIGO PALEX	REF	DESCRIPCIÓN	CDAD	PRECIO	Precio Especial
513787	800108	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 10µL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
514086	T400C08	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 10 µL LARGAS	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
513790	800708	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 20 µL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
514089	800808	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 100 µL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
516604	800608	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 200 µL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
523895	801108	5X10RACKS 96 PUNTAS FILTRO LARGAS ST 250UL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
516605	800408-B	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 1000 µL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €
513789	800508	5X10 RACKS 96 PUNTAS FILTRO ST. 1250 µL	4.800 Uds.	340,00 €	300,00 €

IVA NO INCLUIDO

SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PIPETAS